

Geräte & Sonstiges



SpO₂ Pulsoximeter (Handheld-Oximeter)



Das Handheld-Oximeter entspricht den Anforderungen der Norm IEC 60601-1-2:2007
„elektromagnetische Verträglichkeit - elektrische Medizingeräte“

www.golmed.de

Produkteigenschaften:

- Kompakt, leicht, zuverlässig und genau
- Genaue Messungen während der Bewegung und niedriger Durchblutung
- Perfusionsindex, Signalqualitätsindex
- Für die Überwachung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen
- Kompatibel mit Lithium- und Alkali-Batterien (AA)
- Kompatibel mit Nellcor-Sensoren
- Alarmfunktion (visuell und akustisch)

Lieferumfang:

- 1 x Handheld-Pulsoximeter
- 1 x Silikon-Fingersensor für Erwachsene
- 3 x AA - Batterien
- 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Beschreibung
HS10A	Handheld-Pulsoximeter
SH-HS10A	Silikon - Schutzhülle, blau
GS SX-1011	Silikon-Fingersensor für Erwachsene, Stecker Sub-D 9pin männlich, 110 cm lang

Weitere Sensoren finden Sie im Kapitel 03, Pulsoximetrie ab Seite 03.17; und im Kapitel 07, Einwegprodukte ab Seite 07.07.




Technische Daten:

SpO₂:
Messbereich: 35 ~ 100 %
Genauigkeit: ±2 % (70 ~ 100 %), 0 ~ 69 % unspecified
Auflösung: 1 %

Pulsmessung:
Messbereich: 30 - 250 bpm
Genauigkeit: ±2 bpm
Auflösung: 1 bpm

Perfusionsindex:
Messbereich: 0.05 ~ 20 %
Auflösung: 0.01 %

Gewicht: 133g (ohne Batterien)
Abmessungen: 72 x 142 x 32 mm (L x B x H)



SpO2 Pulsoximeter (Fingertip-Oximeter)



Das Fingertip-Oximeter entspricht den Anforderungen der Norm EN 60601-1-2:2007
„elektromagnetische Verträglichkeit - elektrische Medizingeräte“

Produkteigenschaften:

- Handliches und leichtes Design
- 2 farbiges OLED Display
- SpO2 %, Pulsfrequenz, Batteriestatus, Balkendiagramm, Puls-Wellenform, Herzschlagsymbol
- Displayausrichtung umschalten
- Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung
- Alarmfunktion

Lieferumfang:

- 1 x Fingertip-Pulsoximeter
- 1 x Schlaufe
- 2 x AAA - Batterien
- 1 x Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
FS20A	Fingertip Pulsoximeter, blau	
SH-FS20A	Schutzhülle - Tasche, schwarz	

Technische Daten:

Klassifizierung:

Schutzart gegen Stromschlag II (intern versorgtes Gerät)
 Schutzgrad gegen Stromschlag Typ BF-Anwendungsteil (nicht defibrillationsgeschützt)
 Betriebsmodus Untersuchung
 Schutzgrad gegen Explosion Gewöhnliches Gerät ohne Schutz
 Gerätetyp Fingerspitzen-Oximeter

$$S_{p}O_2 = \frac{HbO_2}{HbO_2 + Hb}$$

... the better choice


So erreichen Sie uns:

**GOLMED Medizintechnische
 Vertriebsgesellschaft mbH**

Schapener Str. 16
 38162 Cremlingen-Weddel

Tel. +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0
 Fax +49 (0) 53 06 / 93 20 3-10

info@golmed.de
www.golmed.de



Die GOLMED Servicebox

Mit unserer Servicebox bieten wir unseren Kunden eine kostengünstige Reparaturmöglichkeit. In dieser Box können Sie Ihre defekten medizintechnischen Produkte sammeln und diese bequem in der frankierten Box an uns senden. Alternativ bieten wir Ihnen unseren DHL-Abholservice an. Hierbei stellen wir Ihnen eine Kostenpauschale von 6,50 € (netto) in Rechnung.

Auf dem, der Box beigefügten Einsendeformular, vermerken Sie, ob Sie die Produkte austauschen wollen, eine Reparatur wünschen oder ob wir die Artikel für Sie fachgerecht entsorgen sollen.

Wir prüfen, ob Ihre defekten medizintechnischen Produkte reparabel sind und garantieren Ihnen für Produkte, die nicht zu reparieren sind, einen Austausch des Artikels zu günstigen Konditionen. Hierbei entscheiden Sie, ob Sie das Originalprodukt oder ein qualitativ hochwertiges, kostengünstigeres GOLMED-Produkt wünschen.

Die Reparatur des Artikels werden wir zuverlässig und zu fairen Preisen, in vorhergehender Absprache mit Ihnen, durchführen. Für die Überprüfung auf Reparaturfähigkeit entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten.

Profitieren Sie von unserem Service und fordern Sie Ihre Servicebox direkt bei unserem Vertriebsteam unter der **Servicehotline +49 (0) 53 06 / 93 20 3-0** an.

